

Seringues pour Applications Equines

Solutions de conditionnement mono et multi-doses



Les seringues Dial-A-Dose permettent aux utilisateurs de définir la dose exacte.



Posi-Dose est conçue pour des vermifuges oraux.



Disponible en mono et multi-doses.

Nordson EFD propose une gamme complète de seringues doseuses utilisées dans le traitement des chevaux et autres animaux.

Disponibles en mono ou multi-dose, les seringues jetables Nordson EFD sont utilisées pour le conditionnement de médicaments, de compléments et d'une variété de crèmes, gels et pâtes dédiés aux chevaux.

Pour une utilisation multi-dose, les seringues Nordson EFD Dial-A-Dose® offrent une solution innovante et personnalisable pour adapter les doses en fonction de la taille des animaux, du planning de traitement et d'autres exigences. La bague intégrée du système permet aux utilisateurs de doser et d'administrer la bonne quantité, puis de refermer la seringue en toute sécurité jusqu'à la prochaine utilisation.

Le système Posi-Dose® de Nordson EFD est conçu pour les traitements vermifuges par voie orale. Sa bague de blocage unique se bloque en position afin de déterminer le volume de dose spécifique. Sa conception sans embout assure que chaque dose est complètement administrée.

Les seringues Posi-Dose peuvent également être refermées pour les administrations suivantes.

Des plongeurs une pièce et deux pièces sans mécanisme de blocage sont également disponibles.

Les seringues Dial-A-Dose et Posi-Dose conditionnent en toute sécurité les produits pharmaceutiques vétérinaires, les compléments nutritionnels et autres produits bovins. Elles sont disponibles dans des volumes de 6cc à 100cc.

Caractéristiques

- Large gamme de tailles, de couleurs et d'embouts
- Seringues avec évent et une entrée légèrement agrandie pour faciliter le remplissage et l'insertion du plongeur

Avantages

- Dial-A-Dose et Posi-Dose permettent aux vétérinaires ou aux propriétaires d'administrer la dose nécessaire au cheval, de reboucher la seringue et de la conserver pour la prochaine injection
- La bague de blocage garantit la dose exacte à administrer
- Répéter les doses est plus rapide et plus facile qu'avec d'autres seringues
- Différents embouts permettent un dosage facile de produits de viscosités variées pour des applications orales et topiques



Plus d'infos

Nordson
EFD

Systèmes de Seringue pour Applications Equines

SYSTÈMES DE SERINGUE POUR CHEVAUX

Les seringues comportent un embout moulé intégré. Commander les plongeurs et les bouchons séparément. Bouchons blancs moulés en LDPE.

Type d'embout : Oral Standard, DI 4,76 mm x 35,7 mm de Long

Réf.	Taille	Matériau	Couleur	Bouchon	Options Plongeur Multi-dose		Options Plongeur Mono-dose	
					Dial-A-Dose	Une Pièce	Deux Pièces	
7660313	15cc	PE	Blanc	7660198	7660343	7660329	7660333	
7660399	32cc	PE	Blanc	7660198	7660452	—	7660436	
7660571	100cc	PP	Transparent	7660198	7660580	—	7660581	

Type d'embout : B17, Posi-Dose, DI 9,92 mm de Long

Réf.	Taille	Matériau	Couleur	Bouchon	Dial-A-Dose	Une Pièce	Deux Pièces
7660282*	6cc	PE	Blanc	7660206	—	—	—

Type d'embout : Oral Médium, DI 7,14 mm x 35,7 mm de Long

Réf.	Taille	Matériau	Couleur	Bouchon	Dial-A-Dose	Une Pièce	Deux Pièces
7660419	32cc	PE	Blanc	7660207	7660452	—	7660436
7660482	34cc	PE	Blanc	7660207	7660452	—	7660436

Type d'embout : Oral Large, DI 10,32 mm x 33,3 mm de Long

Réf.	Taille	Matériau	Couleur	Bouchon	Dial-A-Dose	Une Pièce	Deux Pièces
7660522	60cc	PE	Blanc	7660191	7660538	—	7660528
7660553	80cc	PE	Blanc	7660191	—	—	7660938
7660572	100cc	PE	Blanc	7660191	7660580	—	7660581


*Note : Le piston Posi-Dose est inclus dans la seringue.

Plongeurs Multi-Dose Standard

Choisir un plongeur Dial-A-Dose ou Posi-Dose pour une utilisation multi-dose mesurée. Exemples de graduation illustrés ci-dessous. Possibilité de personnaliser les couleurs et les graduations.



Plongeur Posi-Dose 6cc



Plongeur Dial-A-Dose 15cc




Plongeur Dial-A-Dose 30cc



Plongeur Dial-A-Dose 60cc



Plongeur Dial-A-Dose 80cc



Plongeur Dial-A-Dose 100cc

Plongeurs Une et Deux Pièces Standard

Choisir un plongeur une ou deux pièces lorsqu'il n'est pas nécessaire de mesurer les doses. Les plongeurs une pièce sont intégralement moulés avec les joints, tandis que les plongeurs deux pièces permettent plus de flexibilité pour différents fluides. Les deux modèles sont facilement rétractables pour favoriser le rappel de goutte et maximiser l'utilisation du produit.



Plongeur une pièce



Plongeur deux pièces



EFD

Pour une assistance technique et commerciale dans plus de 40 pays, contactez Nordson EFD ou visitez www.nordsonefd.com/fr.

France, Dosage 2000
+33 (0) 1 30 82 68 69
EFDEU-South@nordson.com



Suisse
+41 (0) 81 723 47 47; info.ch@nordsonefd.com

Benelux
00800 7001 7001; EFDEU-North@nordson.com

Canada
800-556-3484; canada@nordsonefd.com

Global
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2024 Nordson Corporation 120224