

# Jeringas para Aplicaciones Equinas

Soluciones de envasado de dosis única y múltiple



Las jeringas Dial-A-Dose y Posi-Dose permiten a los usuarios elegir la dosis exacta.



Posi-Dose se ha diseñado para tratamientos de desparasitación oral.



Están disponibles en opciones de una y varias dosis.

Nordson EFD ofrece una selección completa de jeringas de dosificación para el tratamiento de caballos y otros animales.

Disponibles en opciones de una y varias dosis, las jeringas de dosificación desechables para salud veterinaria de EFD se utilizan para envasar medicamentos, suplementos y todo tipo de cremas, geles y pastas de uso equino.

En el caso de los usos para varias dosis, las jeringas Dial-A-Dose® de EFD ofrecen una solución innovadora y personalizable para adaptar las dosis de acuerdo con el tamaño del animal, el plan de tratamiento y otros requisitos. La junta integrada en el sistema permite a los usuarios «marcar» y administrar la dosis correcta para, a continuación, volver a sellar de forma segura la jeringa hasta el uso siguiente.

El sistema Posi-Dose® de EFD está diseñado para administrar tratamientos orales de desparasitación. Su exclusiva junta con cierre por torsión se encaja en posición para ajustar un volumen de dosificación específico. Y su diseño sin boquilla garantiza una confirmación positiva de que cada dosis se administra por completo. Las jeringas Posi-Dose también se pueden volver a sellar para la administración de varias dosis.

También hay disponibles otros émbolos de Simple o Dobles sin mecanismo de bloqueo.

Las jeringas Dial-A-Dose y Posi-Dose envasan de forma segura productos farmacéuticos veterinarios, suplementos nutricionales y otros productos bovinos. Están disponibles en volúmenes de 6cc a 100cc.

## Características

- Variedad de tamaños, colores y boquillas.
- Jeringas auto-ventiladas con sistema de guiado para facilitar el llenado.

## Ventajas

- Dial-A-Dose y Posi-Dose permiten a los veterinarios o propietarios dosificar el tratamiento para el caballo, tapar la jeringa y reservar para la dosis siguiente.
- La junta de bloqueo garantiza la dosificación exacta.
- Dosificación repetida más fácil y rápida que con otras jeringas.
- Boquillas diferentes para dosificar fácilmente materiales de distinta viscosidad, para aplicaciones orales y tópicas.



más info

## Jeringas para Aplicaciones Equinas

### JERINGAS DE USO EQUINO

Las jeringas incluyen una boquilla moldeada integrada. Solicite los émbolos y los tapones por separado. Tapones blancos moldeados en LDPE.

#### Estilo de Boquilla: Estándar Oral DI 3/16" x 1-13/32" Largo

|  |               |         |          |              | Cierre  | Émbolo para Dosis Múltiples | Opciones de Émbolo para Dosis Únicas |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|--------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|---------|
|                                                                                  | Referencia N° | Medidas | Material | Color        |         | Dial-A-Dose                 | Simple                               | Doble   |
|                                                                                  | 7660313       | 15cc    | PE       | Blanco       | 7660198 | 7660343                     | 7660329                              | 7660333 |
|                                                                                  | 7660399       | 32cc    | PE       | Blanco       | 7660198 | 7660452                     | —                                    | 7660436 |
|                                                                                  | 7660571       | 100cc   | PP       | Transparente | 7660198 | 7660580                     | —                                    | 7660581 |


#### Estilo de Boquilla: Posi-Dose DI 25/64"

|  | Referencia N° | Medidas | Material | Color  | Cierre  | Dial-A-Dose | Simple | Doble |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|--------|---------|-------------|--------|-------|
|                                                                                  | 7660282*      | 6cc     | PE       | Blanco | 7660206 | —           | —      | —     |

#### Estilo de Boquilla: Media Oral DI 9/32" x 1-13/32" Largo

|  | Referencia N° | Medidas | Material | Color  | Cierre  | Dial-A-Dose | Simple | Doble   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|--------|---------|-------------|--------|---------|
|                                                                                  | 7660419       | 32cc    | PE       | Blanco | 7660207 | 7660452     | —      | 7660436 |
|                                                                                  | 7660482       | 34cc    | PE       | Blanco | 7660207 | 7660452     | —      | 7660436 |

#### Estilo de Boquilla: Ancha oral DI 13/32" x 1-5/16" Largo

|  | Referencia N° | Medidas | Material | Color  | Cierre  | Dial-A-Dose | Simple | Doble   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|--------|---------|-------------|--------|---------|
|                                                                                  | 7660522       | 60cc    | PE       | Blanco | 7660191 | 7660538     | —      | 7660528 |
|                                                                                  | 7660553       | 80cc    | PE       | Blanco | 7660191 | —           | —      | 7660938 |
|                                                                                  | 7660572       | 100cc   | PE       | Blanco | 7660191 | 7660580     | —      | 7660581 |


\*Nota: El émbolo Posi-Dose se incluye con la jeringa.

## Émbolo estándar Multi-Dose


Elija un émbolo Dial-A-Dose o Posi-Dose para medir. Uso multidosis. Muestra las marcas de calibración del émbolo que se muestran a continuación. Colores personalizados y calibraciones disponibles.




Émbolo Posi-Dose 6cc




Émbolo Dial-A-Dose 15cc




Émbolo Dial-A-Dose 30cc



Émbolo Dial-A-Dose 60cc



Émbolo Dial-A-Dose 80cc




Émbolo Dial-A-Dose 100cc

## Émbolo estándar de una pieza y de dos piezas

Elija un émbolo de una o dos piezas cuando no sea necesario medir las dosis. Los émbolos de una pieza cuentan con labios moldeados integrados, mientras que los émbolos de dos piezas permiten una mayor flexibilidad para diferentes fluidos. Ambos estilos se retraen fácilmente para eliminar el goteo y maximizar el uso del producto.



Émbolo de una pieza



Émbolo de dos piezas



Para ventas y servicio Nordson EFD en más de 40 países, llame a EFD o visite [www.nordsonefd.com/es](http://www.nordsonefd.com/es).

### **Mexico / Puerto Rico**

800-556-3484; [espanol@nordsonefd.com](mailto:espanol@nordsonefd.com)

### **España**

+34 96 313 2090; [iberica@nordsonefd.com](mailto:iberica@nordsonefd.com)

### **Global**

+1-401-431-7000; [info@nordsonefd.com](mailto:info@nordsonefd.com)

©2024 Nordson Corporation 120224