

Soluzioni Nordson EFD per la cura degli animali:

Sistemi avanzati per il confezionamento e la somministrazione controllata di farmaci



Nordson
EFD

Indice

Introduzione.....	3
Prodotti.....	4
Ugelli	5
Stantuffi.....	7
Applicazioni.....	8
Soluzioni personalizzate	11

Introduzione


Nordson EFD offre siringhe per il confezionamento e la somministrazione di prodotti per la salute degli animali. Possiamo vantare oltre 50 anni di esperienza di stampaggio accurato per offrire siringhe monouso di alta qualità, prive di perdite, facili da riempire, per farmaci veterinari e integratori alimentari.

Le siringhe EFD per la somministrazione di farmaci agli animali sono stampate da resine PP, HDPE e LDPE. Sono disponibili in una vasta gamma di misure e tipi di ugelli per quasi tutte le tipologie di applicazione orale, esterna o intramammaria. La caratteristica innovativa di auto-ventilazione evita intrappolamenti di aria, garantendo che la dose di prodotto somministrato sia accurata ed affidabile.

Le siringhe Dial-A-Dose® e Posi-Dose® leader del settore forniscono una soluzione personalizzabile per adattare più dosi in base ai requisiti di trattamento indicati dalle fabbriche farmaceutiche di prodotti per la salute degli animali. Posi-Dose è caratterizzata dall'assenza di ugello per assicurare che ogni dose venga somministrata completamente.



Queste siringhe sono dotate di un esclusivo "lead-in" che facilita il riempimento ad alta velocità semplificando il processo di inserimento dello stantuffo.



Guarda il video
nordsonefd.com/AnimalHealthVideo

**SOLUZIONI
PER LA CURA
DEGLI ANIMALI**



Vasta gamma di prodotti

Nordson EFD offre una gamma completa di siringhe per il trattamento di cavalli, mucche, cani, gatti e altri animali. Disponibili nelle versioni a dose singola o multipla, le siringhe multiuso EFD sono usate per confezionare farmaci, integratori, creme, gel e paste per la cura degli animali.

Si può scegliere tra oltre 8 misure per animali grandi e piccoli.

- **siringhe da 6cc a 15cc per il confezionamento di farmaci e nutraceutici per animali da compagnia**
- **siringhe da 32cc a 34cc e Posi-Dose di 6cc per il confezionamento di farmaci per equini**
- **siringhe da 60cc a 100cc per il confezionamento di farmaci e prodotti nutrizionali per vacche e bovini da latte**



Le siringhe Dial-A-Dose e Posi-Dose sono dotate di anelli integrati che consentono all'utilizzatore di stabilire volumi di dosaggio specifici e somministrare quantità multiple controllate di farmaci.



Scelta degli ugelli


E' disponibile una vasta gamma di ugelli per far fronte a svariati requisiti di utilizzo per la cura degli animali, in base alla grandezza dell'animale, la viscosità del fluido e ed il metodo di somministrazione del prodotto. I tipi di ugello/applicazione includono:

- **Orale**
- **Rettale**
- **Esterna**
- **Intramammaria**

Inoltre, Nordson EFD offre una gamma completa di cappucci per ugello per conservare il prodotto fino all'utilizzo successivo. I nostri cappucci sono dotati di chiusura a scatto per evitare perdite tra un'applicazione e l'altra.



EFD offre un cappuccio per ogni tipo di siringa prodotta. I tappi a doppia tenuta con chiusura a scatto assicurano un accoppiamento stretto con l'ugello della siringa, garantendo l'integrità della confezione durante la spedizione e il riempimento.

Un innovativo tappo convertibile consente di utilizzare sia gli ugelli corti che quelli lunghi della stessa siringa per il trattamento delle mastiti nelle mucche. Ciò consente agli utenti di implementare l'inserimento completo o parziale dell'ugello in base alle istruzioni di dosaggio.



I cappucci degli ugelli consentono una chiusura ermetica per lo stoccaggio e sono facili da rimuovere per la somministrazione della dose.

Stili dell'ugello

	Stile dell'ugello	Capacità siringa	Applicazione
	Sottile, conico (1/16" DI x 1-1/18" lunghezza)	6cc, 15cc	Inserimento completo intramammario per il trattamento delle mastiti nelle mucche
	Posi-Dose (25/64" DI)	6cc	Somministrazione di prodotti vermifughi agli equini per via orale
	Standard per uso orale (3/16" DI x 1-13/32" lunghezza)	15cc, 32cc, 100cc	Somministrazione di dosi per via orale ad animali di grande e piccola taglia
	Medio per uso orale (9/32" DI x 1-13/32" lunghezza)	32cc, 34cc	Somministrazione di dosi per via orale ai cavalli
	Largo per uso orale (13/32" DI x 1-5/16" lunghezza)	60cc, 80cc, 100cc	Somministrazione di dosi per via orale ai bovini, generalmente paste spesse
	Estremità arrotondata (1/8" DI x 2-1/32" lunghezza)	15cc	Somministrazione di dosi ai cani per via auricolare o rettale



Posi-Dose

Monopezzo



A due pezzi



Dial-A-Dose



Tipi di stantuffo

Nordson EFD offre quattro tipi di stantuffi. Per uso multi-dose, lo stantuffo Dial-A-Dose consente agli utilizzatori di regolare la dose in base alla grandezza dell'animale, al programma di trattamento o qualsiasi altro requisito di confezionamento del prodotto. L'anello integrato nel sistema consente agli utilizzatori di "comporre" il valore desiderato e somministrare la dose corretta, in modo accurato ed affidabile.

Anche per uso come multi-dose, lo stantuffo Posi-Dose è dotato di un esclusivo anello con chiusura a rotazione che scatta in posizione per impostare uno specifico volume di dosaggio.

Altri stantuffi monopezzo o a due pezzi possono essere usati per applicazioni di dosi singole o multiple. Questi invece non sono dotati di anello per impostare una quantità di dose specifica. Gli stantuffi a due pezzi sono dotati di una chiusura che semplifica la somministrazione della dose. Gli stantuffi monopezzo con chiusura integrata rappresentano una soluzione più economica.

Tutti gli stantuffi si ritraggono per evitare gocciolamenti, strascichi o spreco di prodotto. Nordson EFD fornisce calibrazioni e tacche di marcatura personalizzate per Dial-A-Dose, Posi-Dose ed altri tipi di stantuffo, per soddisfare requisiti di applicazione e dosaggio specifici.

Tutti gli stantuffi si ritraggono per evitare gocciolamenti, strascichi o spreco di prodotto. Nordson EFD fornisce calibrazioni e tacche di marcatura personalizzate per Dial-A-Dose, Posi-Dose ed altri stantuffi, per soddisfare requisiti di applicazione e dosaggio specifici.

Applicazioni

Bovini



Somministrazione di nutraceutici come probiotici ai bovini e sostitutivi del latte ad agnelli.

Soluzione consigliata

- *Cartuccia larga per uso orale (60cc, 80cc, 100cc)*



Trattamento intramammario di mastiti nei bovini.

Soluzione consigliata

- *Siringa sottile conica (6cc, 15cc)*
- *Siringa sottile conica con cappuccio convertibile per possibilità di inserimento integrale o parziale*
- *Stantuffo monopezzo*



Somministrazione ai bovini di vermifughi o altri farmaci che richiedono un trattamento accurato e ripetibile.

Soluzione consigliata

- *Siringa standard per uso orale (15cc, 32cc, 100cc)*
- *Siringa media per uso orale (32cc, 34cc)*
- *Siringa larga per uso orale (60cc, 80cc, 100cc)*
- *Stantuffo Dial-A-Dose*



Somministrazione ai bovini di nutraceutici, come ad esempio gli integratori.

Soluzione consigliata

- *Siringa standard per uso orale (15cc, 32cc, 100cc)*
- *Siringa media per uso orale (32cc, 34cc)*
- *Siringa larga per uso orale (60cc, 80cc, 100cc)*
- *Stantuffo a due pezzi*

Applicazioni

Equini



Somministrazione ai cavalli di vermifughi e altri farmaci specifici.

Soluzione consigliata

- **Siringa Posi-Dose e stantuffo (6cc)**

Il design privo di ugello garantisce che ogni dose venga somministrata completamente.



Somministrazione ai cavalli di nutraceutici, come ad esempio i probiotici.

Soluzione consigliata

- **Siringa standard per uso orale (15cc, 32cc, 100cc)**
- **Siringa media per uso orale (32cc, 34cc)**
- **Siringa larga per uso orale (60cc, 80cc, 100cc)**
- **Stantuffo a due pezzi**



Somministrazioni ai cavalli di farmaci per l'ulcera equina o di FANS per la gestione del dolore.

Soluzione consigliata

- **Siringa Posi-Dose e stantuffo (6cc)**
- **Siringa standard per uso orale (15cc, 32cc, 100cc)**
- **Siringa media per uso orale (32cc, 34cc)**
- **Siringa larga per uso orale (60cc, 80cc, 100cc)**
- **Stantuffo Dial-A-Dose**

Applicazioni

Animali da compagnia



Somministrazione di farmaci ai cani.

Soluzione consigliata


- *Siringa standard per uso orale (15cc)*
- *Stantuffo Dial-A-Dose*



Somministrazione di nutraceutici ai cani.

Soluzione consigliata

- *Siringa standard per uso orale (15cc)*
- *Stantuffo a due pezzi*



Somministrazione ai gatti di medicinali per la cura del pelo.

Soluzione consigliata

- *Siringa conica sottile (6cc, 15cc)*
- *Stantuffo monopezzo*

Soluzioni personalizzate



Nordson EFD fornisce calibrazioni e tacche di marcatura personalizzate per Dial-A-Dose, Posi-Dose ed altri tipi di stantuffi, per soddisfare requisiti di applicazione e dosaggio specifici. Il confezionamento personalizzato è ottenuto tramite la modifica degli strumenti esistenti per uno sviluppo del prodotto più veloce ed efficiente in termini di costi.



I clienti possono richiedere per le loro siringhe una marcatura standard oppure personalizzata.

Perché Nordson EFD?

Nata nel 1963 con l'obiettivo di fornire ai propri clienti prodotti di qualità elevata e assistenza qualificata, Nordson EFD offre una conoscenza approfondita dei prodotti e delle soluzioni per il confezionamento e la somministrazione di farmaci per la cura degli animali.

Le nostre siringhe monouso per il dosaggio e la somministrazione di farmaci veterinari ed integratori sono prodotte secondo strette tolleranze e sottoposte a standard e processi rigorosi di controllo qualità, per offrire dosaggi e somministrazioni ai massimi livelli di accuratezza e ripetibilità.

Grazie ad uffici e magazzini in oltre 40 paesi, il nostro team è in grado di fornire assistenza al cliente e garantire i livelli di inventario necessari per incoraggiare accordi con i produttori di prodotti per la salute degli animali su scala globale.

Richiesta di maggiori informazioni

Gli specialisti Nordson EFD nelle sedi in tutto il mondo sono disponibili per discutere le vostre esigenze e consigliarvi la soluzione migliore in termini di confezionamento, somministrazione del prodotto e budget a disposizione.

Chiamateci al numero
+39 02.216684456

oppure scrivete a
italia@nordsonefd.com

Seguici su



EFD

EFD è presente in oltre 40 paesi con reti di vendita e assistenza. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.nordsonefd.com/it.

Italia
+39 02.216684456; italia@nordsonefd.com

Global
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com