

Siringhe per Animali da Compagnia


Soluzioni a dose singola e multipla per animali di piccola taglia



Le siringhe di dosaggio Dial-A-Dose consentono di selezionare l'esatto dosaggio.



Le siringhe Dial-A-Dose sono caratterizzate da un esclusivo anello di bloccaggio.



Disponibili nelle varianti a singola e a multipla dose.

Nordson EFD offre un'ampia gamma di siringhe di dosaggio da utilizzare nel trattamento di animali da compagnia e di piccola taglia.

Disponibili per applicazioni a singola e a multipla dose, le siringhe di dosaggio monouso EFD per la salute degli animali sono utilizzate per il confezionamento di farmaci, integratori e un'ampia varietà di creme, gel e paste.

Per l'utilizzo a dose multipla, le siringhe Dial-A-Dose® di EFD offrono una soluzione innovativa e personalizzabile per adattare le dosi in base alla dimensione dell'animale, al programma del trattamento e ad altri requisiti. Un anello integrato nel sistema consente di impostare e somministrare la dose corretta e di risigillare la siringa in modo sicuro fino alla successiva somministrazione.

Sono disponibili anche stantuffi monopezzo e a due pezzi senza meccanismo di bloccaggio. Inoltre, molte siringhe doppie fai da te di EFD possono anche essere utilizzate su animali di piccola taglia. Contatta un esperto in applicazione dei fluidi di EFD per maggiori dettagli.

Le siringhe Dial-A-Dose consentono di confezionare in modo sicuro farmaci veterinari, integratori alimentari e altri prodotti per bovini. Sono disponibili in volumi da 6 cc a 100 cc.

Caratteristiche

- Ampia gamma di dimensioni e ugelli
- Serbatoi dotati di ventilazione con un ausilio di "imbocco" per il facile riempimento

Vantaggi

- Dial-A-Dose permette ai veterinari e ai proprietari di animali di eseguire la somministrazione, tappare la siringa e risparmiare il medicinale per la dose successiva
- L'anello di bloccaggio garantisce l'erogazione della quantità corretta
- La ripetizione della somministrazione della dose risulta più rapida e semplice rispetto ad altre siringhe
- Ugelli diversi per la facile erogazione di materiali di varia viscosità per applicazioni orali e topiche



maggiori
informazioni

Nordson
EFD

Siringhe per la Somministrazione ad Animali da Compagnia

SISTEMI DI SIRINGHE PER ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA

Le siringhe sono dotate di ugello stampato integrato. Stantuffi e cappucci da ordinare separatamente. I cappucci bianchi sono stampati in LDPE.

Stile Ugello: Rastremato Sottile 1/16" DI x 1-1/18" Lunghezza

Parte #	Dimensioni	Materiale	Colore	Cappuccio	Dial-A-Dose	Monopezzo	A Due Pezzi
7660277	6cc	PE	Bianco	7660194	—	7660292	—
7022846	15cc	PE	Bianco	7660194	7660343	7660329	7660333

Stile Ugello: Luer Lock 1/16" DI x 1/4" Lunghezza

Parte #	Dimensioni	Materiale	Colore	Cappuccio	Dial-A-Dose	Monopezzo	A Due Pezzi
7660392	32cc	PP	Ambra	7660246	7660452	—	7660436

Stile Ugello: Standard per Uso Orale 3/16" DI x 1-13/32" Lunghezza


Parte #	Dimensioni	Materiale	Colore	Cappuccio	Dial-A-Dose	Monopezzo	A Due Pezzi
7660313	15cc	PE	Bianco	7660198	7660343	7660329	7660333
7660399	32cc	PE	Bianco	7660198	7660452	—	7660436
7660571	100cc	PP	Trasparente	7660198	7660580	—	7660581

Stile Ugello: Medio per Uso Orale 9/32" DI x 1-13/32" Lunghezza


Parte #	Dimensioni	Materiale	Colore	Cappuccio	Dial-A-Dose	Monopezzo	A Due Pezzi
7660419	32cc	PE	Bianco	7660207	7660452	—	7660436
7660482	34cc	PE	Bianco	7660207	7660452	—	7660436

Stantuffo standard Multi-Dose


Scegliere uno stantuffo Dial-a-Dose per una multi-dose su misura. Le tacche di misurazione sono mostrate di seguito come esempio. Sono disponibili colori e calibrazioni personalizzate.




Stantuffo Dial-A-Dose 15cc




Stantuffo Dial-A-Dose 30cc



Stantuffo Dial-A-Dose 60cc



Stantuffo Dial-A-Dose 80cc



Stantuffo Dial-A-Dose 100cc

Stantuffi standard monopezzo e a due pezzi

Usate uno stantuffo monopezzo o a due pezzi quando non sono richieste dosi misurate. Gli stantuffi monopezzo sono dotati di guarnizioni interamente prodotte a stampo, mentre gli stantuffi a due pezzi offrono maggiore flessibilità per essere usati con diversi tipi di fluido. Entrambi i modelli si ritraggono facilmente per eliminare gocciolamenti o strascichi di materiale, e massimizzare l'uso del prodotto.



Stantuffo monopezzo



Stantuffo a due pezzi



EFD

EFD è presente in oltre 40 paesi con reti di vendita e assistenza. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.nordsonefd.com/it.

Italia

+39 02.216684456; italia@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2024 Nordson Corporation v120224