

# Jeringas para Aplicaciones Bovinas

Soluciones de dosis única y múltiple para vacas



Las jeringas Dial-A-Dose permiten a los usuarios elegir la dosis exacta.



Varias opciones de boquillas para aplicaciones bovinas.



Disponibles en opciones de una y varias dosis.

Nordson EFD ofrece una selección completa de jeringas de dosificación para el tratamiento de vacas y otros animales.

Disponibles en opciones de una y varias dosis, las jeringas de dosificación desechables para salud veterinaria de EFD se utilizan para envasar medicamentos, suplementos y todo tipo de cremas, geles y pastas de uso bovino.

En el caso de los usos para varias dosis, las jeringas Dial-A-Dose® de EFD ofrecen una solución innovadora y personalizable para adaptar las dosis de acuerdo con el tamaño del animal, el plan de tratamiento y otros requisitos. La junta integrada en el sistema permite a los usuarios «marcar» y administrar la dosis correcta para, a continuación, volver a sellar de forma segura la jeringa hasta el uso siguiente.

Para el tratamiento de la mastitis intramamaria, se puede elegir entre cuatro tamaños. Gracias a la opción del tapón reutilizable, para una inserción total o parcial en la mama, se aumenta la seguridad animal con las jeringas EFD.

También hay disponibles otros émbolos de Simple o Dobles sin mecanismo de bloqueo.

Le siringhe Dial-A-Dose consentono di confezionare in modo sicuro farmaci veterinari, integratori alimentari e altri prodotti per bovini. Sono disponibili in volumi da 6 cc a 100 cc.

## Características

- Variedad de tamaños y boquillas.
- Jeringas auto-ventiladas con sistema de guiado para facilitar el llenado.
- Tapón reutilizable especial para garantizar una mayor seguridad en el tratamiento de las mastitis.

## Ventajas

- Dial-A-Dose permite a los veterinarios o propietarios dosificar el tratamiento para la vaca, tapar la jeringa y reservar para la dosis siguiente.
- La junta de bloqueo garantiza la dosificación exacta.
- Dosificación repetida más fácil y rápida que con otras jeringas.
- Boquillas diferentes para dosificar fácilmente materiales de distinta viscosidad, para aplicaciones orales y tópicas.



más info

## Jeringas para Aplicaciones Bovinas

### JERINGAS DE USO BOVINO

Las jeringas incluyen una boquilla moldeada integrada. Solicite los émbolos y los tapones por separado. Tapones blancos moldeados en LDPE.

#### Estilo de Boquilla: Fina Cónica DI 1/16" x 1-1/18" Largo

Referencia N°	Medidas	Material	Color	Cierre	Dial-A-Dose	Simple	Doble
7660277	6cc	PE	Blanco	7660194	—	7660292	—
7022846	15cc	PE	Blanco	7660194	7660343	7660329	7660333

#### Estilo de Boquilla: Estándar Oral DI 3/16" x 1-13/32" Largo

Referencia N°	Medidas	Material	Color	Cierre	Dial-A-Dose	Simple	Doble
7660313	15cc	PE	Blanco	7660198	7660343	7660329	7660333
7660399	32cc	PE	Blanco	7660198	7660452	—	7660436
7660571	100cc	PP	Transparente	7660198	7660580	—	7660581

#### Estilo de Boquilla: Media Oral DI 9/32" x 1-13/32" Largo

Referencia N°	Medidas	Material	Color	Cierre	Dial-A-Dose	Simple	Doble
7660419	32cc	PE	Blanco	7660207	7660452	—	7660436
7660482	34cc	PE	Blanco	7660207	7660452	—	7660436

#### Estilo de Boquilla: Ancha oral DI 13/32" x 1-5/16" Largo

Referencia N°	Medidas	Material	Color	Cierre	Dial-A-Dose	Simple	Doble
7660522	60cc	PE	Blanco	7660191	7660538	—	7660528
7660553	80cc	PE	Blanco	7660191	—	—	7660938
7660572	100cc	PE	Blanco	7660191	7660580	—	7660581

## Émbolo estándar Multi-Dose


Elija un émbolo Dial-A-Dose para medir. Uso multidosis. Muestra las marcas de calibración del émbolo que se muestran a continuación. Colores personalizados y calibraciones disponibles.



Émbolo Dial-A-Dose 15cc



Émbolo Dial-A-Dose 30cc



Émbolo Dial-A-Dose 60cc



Émbolo Dial-A-Dose 80cc



Émbolo Dial-A-Dose 100cc

## Émbolo estándar de una pieza y de dos piezas

Elija un émbolo de una o dos piezas cuando no sea necesario medir las dosis. Los émbolos de una pieza cuentan con labios moldeados integrados, mientras que los émbolos de dos piezas permiten una mayor flexibilidad para diferentes fluidos. Ambos estilos se retraen fácilmente para eliminar el goteo y maximizar el uso del producto.



Émbolo de una pieza



Émbolo de dos piezas



**EFD**

Para ventas y servicio Nordson EFD en más de 40 países, llame a EFD o visite [www.nordsonefd.com/es](http://www.nordsonefd.com/es).

**Mexico / Puerto Rico**

800-556-3484; [espanol@nordsonefd.com](mailto:espanol@nordsonefd.com)

**España**

+34 96 313 2090; [iberica@nordsonefd.com](mailto:iberica@nordsonefd.com)

**Global**

+1-401-431-7000; [info@nordsonefd.com](mailto:info@nordsonefd.com)

©2024 Nordson Corporation v120624